<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">STERILISASI LINEN/INSTRUMEN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

SPO/768/PPI.Akr/IX/2026</td><td>No.Revisi
2</td><td>Halaman
1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

30-9-2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh :
Kepala
RSAU dr.Esnawan Antariksa

dr. Imam Fathurrohman W.,Sp.B.,M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Proses validasi yang dilakukan untuk menghancurkan, mematikan, atau mengeliminasi semua bentuk mikroorganisme hidup termasuk bakteri, virus, jamur, hingga spora bakteri yang paling tahan panas pada permukaan alat medis (instrumen) maupun bahan kain (linen).</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Membunuh mikroorganisme dan mencegah timbulnya infeksi akibat pemakaian linen/instrumen</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/113/VII/2026 tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan PPI
2. Kep/115/VII/2026 tentang Pedoman Pelayanan CSSD RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi tentang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Petugas cssd menyalakan mesin sterilisasi
2. Petugas cssd menyusun linen/instrumen kedalam mesin sterilisasi
3. Petugas cssd mengecek kembali susunan instrumen/linen agar tidak terlalu padat dan masih ada cela sehingga uap panas bias merata ke dalam mesin
4. Setelah instrumen/linen tersusun dengan benar masukan ke dalam mesin sterilisasi dengan suhu 121° dan waktu sterilisasi ± 2 jam
5. Setelah selesai proses sterilisasi buka pintu mesin dan diamkan instrumen/linen ±15-30 menit untuk beradaptasi dengan suhu ruangan
6. Petugas cssd mengecek perubahan warna pada indikator eksternal sebelum disimpan dan didistribusikan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">CSSD</td></tr>
</table>