Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENAMPUNGAN SPESIMEN PEMERIKSAAN**		
	No. Dokumen SPO/306/PP.Akr/XII./2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Proses pemilihan dan penggunaan wadah/penampung spesimen yang tepat (tabung vakum, pot steril, dll) sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta, guna menjaga stabilitas komponen spesimen sebelum dilakukan pemeriksaan.
Tujuan	1. Memberikan petunjuk kepada petugas agar tidak terjadi kesalahan hasil laboratorium akibat penggunaan tabung/ antikoagulan yang tidak sesuai. 2. Memberikan petunjuk kepada petugas agar kualitas spesimen terjamin.
Kebijakan	1. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/53/IX/2025 tentang Kebijakan Pelayanan Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium. 3. Keputusan Kepala RSAU Dr. Esnawan Antariksa no.Kep/55 / VIII /2025 Tentang Penetapan Pelayanan 24 Jam Laboratorium Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	Febriantika, Meri, Liswanti, Y., Ferdiani, D., Sya'diah, P. R. H., Hasanah, A. N., Nurpalah, R., Sas, O. A. A., & Kusmiati, M. (2023). Flebotomi dan Pengelolaan Spesimen. Padang: Get Press Indonesia.
Prosedur	1. Lakukan identifikasi minimal dua identitas (nama dan tanggal lahir/no. RM). 2. Lakukan penampungan spesimen ke dalam tabung /wadah sesuai jenis pemeriksaan a. Pemeriksaan Hematologi o Pemeriksaan Darah rutin Lengkap dan Gol Darah Penampung : Tabung EDTA (tutup Ungu) b. Pemeriksaan Hemotasis o Penampung : Tabung Na Sitrat (tutup biru)

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara
dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENAMPUNGAN SPESIMEN PEMERIKSAAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/306/PP.Akr/XII./2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">c. Pemeriksaan Kimia Klinik
o Penampung : Tabung tanpa anti koagulan (tutup merah)
d. Pemeriksaan Serologi -Imunologi
o Penampung : Tabung Steril tanpa koagulan (tutup merah)
e. Pemeriksaan Gas Darah
o Sampel : Darah Arteri dengan antikoagulan Heparin yg dibilas kedalam spuit 1 cc.
f. Pemeriksaan Elektrolit
o Sampel : Serum, tabung Steril tanpa koagulan (tutup merah)
g. Pemeriksaan Kehamilan
o Penampung : Tabung Urin yang steril/bersih
h. Pemeriksaan Narkoba
o Penampung : Tabung urin steril/bersih
3. Beri label/barcode segera setelah spesimen ditampung.
4. Bawa spesimen segera ke laboratorium menggunakan cool box atau wadah tertutup khusus yang tahan bocor untuk menjaga suhu dan stabilitas bahan.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Unit Laboratorium
2. Rawat Inap
3. IGD</td></tr>
</table>