<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PANDUAN PEMASANGAN BLOOD LINE</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/243/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi

001</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

18 Mei 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pemasangan alat berupa selang khusus (Blood Line) yang digunakan untuk melakukan sirkulasi darah diluar tubuh pasien (ekstrakkorporeal) saat hemodialisis berlangsung.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Selang darah terpasang dengan tepat,rapi dan tetap steril pada mesin hemodialisis</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Standar Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Persiapan alat
1. Mesin hemodialisis yang sudah siap dipergunakan
2. Satu set Blood Line
3. Infus Set
4. Nacl 0,9% 500 – 1500 cc
B. Penatalaksanaan
1. Melakukan hand hygiene
2. Mengambil dan mengecek blood line set yang masih terbungkus rapi danutuh dalam kemasan
3. Memastikan blood line tidak ada kerusakan.
4. Membuka kemasan blood line yang terdiri dari arterial line dan venous line.
5. Memasang arterial line
6. Memasang venous line
7. Memasang infus set pada Nacl 0,9 %, sambungkan dengan line Nacl yang terdapat pada arterial line.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PANDUAN PEMASANGAN BLOOD LINE</td></tr>
<tr><td>Nomor

SPO/243/HD.Akr/V/2026</td><td>Revisi
001</td><td>Halaman
2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">8. Isi arterial line dengan Nacl 0,9 % sampai ujung konektor lalu klem.
Pastikan blood line terpasang denga rapi dan tepat serta pastikan kebersihannya pada saat pemasangan blood Line.
9. Pastikan ujung blood line berada pada posisi tidak menyentuh lantai atau hal lain yang menyebabkan kontaminasi.</td></tr>
<tr><td>UNIT KERJA</td><td colspan="3">Unit Hemodialisa.</td></tr>
</table>