<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PERSIAPAN MESIN HEMODIALISIS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/378/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi
001</td><td>Halaman
1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit
18 Mei 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Cara mempersiapkan mesin hemodialisis sebelum tindakan hemodiaisis dilaksanakan
Persiapan mesin ini meliputi persiapan listrik, sirkulasi air dan dialisat</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Agar mesin hemodialisis dapat dipersiapkan sesuai program yang direncanakan dan mencegah trouble mesin yang dapat menggangu jalannya proses hemodialisis.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Pedoman Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Persiapkan Mesin hemodialisis berikut Cairan dialisat, sumber aliran listrik dan Sirkulasi air reverse osmosis
2. Aliran listrik sudah dalam keadaan terpasang
3. Buka Kran air RO
4. Hidupkan mesin dengan menekan tombol on/off
5. Tunggu sampai mesin siap, ditandai dengan padamnya lampu water niveu
6. Untuk program Asetat : Masukan tubing A ke dalam cairan konsentrat
7. Untuk program Bikarbonat : Masukan tubing A ke dalam cairan acid, tubing B ke dalam cairan bikarbonat.
8. Lakukan self test pada mesin untuk memastikan mesin dalam keadaan layak di pakai.
9. Tunggu sampai mesin siap pakai, ditandai dengan lampu by pass berkedip-kedip</td></tr>
<tr><td>UNIT KERJA</td><td colspan="3">Unit Hemodialisa</td></tr>
</table>