<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PROSEDUR RINSING</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/379/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi

001</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

18 Mei 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Rinsing adalah pembilasan kompartemen darah pada dializer dengan NaCl 0.9 % dan kompartemen dialisat pada dializer dengan dialisat</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam melakukan rinsing guna menjamin keselamatan pasien dan operator yang melakukan.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Pedoman Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Siapkan Alat dan Bahan
a. Mesin hemodialisis yang siap pakai dan sudah terpasang blood line.
b. Dializer baru atau reuse
c. Sarung tangan
d. Gelas ukur
e. NaCl 0,9% 500 cc – 1000 cc
f. Heparin 5000 IU
2. Perawat mencuci tangan
3. Pakai sarung tangan
4. Tekan by pass
5. Pasangkan Hansen conector pada dializer merah di atas biru dibawah
6. Tekan by pass
7. Balikan posisi dialyzer biru di atas merah di bawah
8. Sambungkan venous line dan arterial line pada inlet dan outlet dializer.
9. Tutup klem blood line merah dan biru
10. Tempatkan ujung blood line biru pada gelas ukur lalu klem dibuka.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PROSEDUR RINSING</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/379/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi

001</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">11. Nyalakan pompa darah mulai dari kecepatan 100 mL/menit s/d 200 mL/menit bilas dializer dengan menggunakan NaCl 0.9 % sebanyak 500 cc sampai 1000 cc (proses ini disebut sirkulasi terbuka
12. Tepuk-tepuk atau diberi tekanan pada dializer untuk membebaskan udara, pada saat pembilasan dializer
13. Matikan pompa darah kemudian ujung blood line merah dan biru disambungkan, buka seluruh klem
14. Setelah rinsing selesai lanjutkan dengan proses priming</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">Unit Hemodialisa</td></tr>
</table>