RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PENGGUNAAN INFUSION PUMP		
	No. Dokumen SPO/263/HD.Akr/V/2026	No. Revisi 001	Halaman 1 dari 2
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit 18 Mei 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Infusion pump adalah mesin yang digunakan untuk mengatur kecepatan aliran cairan infus		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam mengoperasikan dan memelihara infusion pump guna menjamin keselamatan pasien dan operator serta menurunkan biaya perbaikan.		
KEBIJAKAN	Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Standar Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan a. Infusion pump b. Set infus c. Cairan infus d. Sarung tangan 2. Perawat mencuci tangan 3. Identifikasi pasien 4. Pakai sarung tangan 5. Hubungkan alat dengan jaringan listrik 6. Pasangkan set infuse pada cairan infuse 7. Pasang slang infuse pada pompa infuse di dalam alat a. Buka pintu alat dengan menggeser handle ke kanan b. Pasang slang dari atas ke bawah mengikuti alur di dalam alat c. Tutup pintu dengan menggeser handle ke kiri hingga terdengar bunyi KLIK 8. Buka roll clamp 9. Tekan tombol switch di belakang alat ke posisi ON 10. Tekan tombol “ON/OFF” ke posisi ON 11. Set pengaturan pemberian cairan infuse, dengan cara : a. Tekan tombol RESET b. Set jumlah cairan yang akan diberikan per jam c. Masukan jarum infuse ke pasien		

<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGGUNAAN INFUSION PUMP</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/263/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi
001</td><td>Halaman
2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">12. Tekan tombol RESET untuk mulai infuse
13. Lingkaran roda infuse akan mulai berputar
14. Tekan tombol RESET untuk menghentikan infuse jika botol cairan kosong atau merubah kecepatan aliran infuse, tekan kembali tombol RESET untuk menjalankan
15. Tanda alarm :
a. Tanda alarm berbunyi jika udara yang terdeteksi, atau aliran tidak lancer
b. Tekan tombol RESET kemudian periksa masalah yang terjadi, jika telah selesai tekan kembali tombol RESET
16. Jika sudah selesai Tekan tombol ON/OFF ke posisi OFF
17. Tutup roll clamp
18. Lepaskan jarum infuse pada pasien tutup luka dengan depper betadin
19. Lepaskan slang infuse dari alat dan rapikan infuse set
20. Lepaskan sarung tangan
21. Tekan tombol switch dibelakang alat ke posisi OFF
22. Lepaskan alat dari jaringan listrik
23. Simpan kembali alat
24. Perawat mencuci tangan</td></tr>
<tr><td>UNIT KERJA</td><td colspan="3">Unit Hemodialisa.
Rawat Inap
Rawat Jalan</td></tr>
</table>