<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU Dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGGUNAAN ELEKTROKARDIOGRAPH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/261/HD.Akr/V/ 2026</td><td>No. Revisi

001</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSDUR TETAP</td><td>Tanggal terbit

18 Mei 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Elektrokardiograph adalah alat yang digunakan untuk merekam gelombang kelistrikan jantung.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam mengoperasikan dan memelihara elektrocardiograph guna menjamin keselamatan pasien dan operator yang menggunakan serta menurunkan biaya perbaikan.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Standar Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Siapkan alat dan bahan
a. Alat elektrokardiograph lengkap
b. KY jelly
c. Kassa/tissue
2. Lepaskan penutup debu
3. Letakan alat pada ruang tindakan
4. Perawat mencuci tangan
5. Siapkan kabel sadapan, strap elektroda, chest elektroda, keretas perekam, dan jelly
6. Pasang kabel sadapan pada alat
7. Atur posisi pasien hingga nyaman untuk dilakukan pemeriksaan
8. Hubungkan alat dengan grounding
9. Hubungkan alat dengan jaringan listrik
10. Hidupkan alat dengan menekan / memutar tombol “ON/OFF” ke posisi ON
11. Lakukan kalibrasi
12. Atur selector pada posisi standar
13. Oleskan jelly pada pasien secukupnya
14. Pasang strap dan chest elektroda pada kabel sadapan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGGUNAAN ELEKTROCARDIOGRAPH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/261/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi

001</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">15. Pasang strap dan chest elektroda pada pasien
16. Pilih program AUTO atau MANUAL kemudian START
17. Lakukan pemeriksaan

18. Tuliskan nama pasien, nomor rekam medik, tanggal, dan waktu pemeriksaan pada lembar kertas hasil pemeriksaan
19. Matikan alat dengan menekan/memutar tombol ke posisi OFF
20. Lepaskan alat dari jaringan listrik
21. Lepaskan kabel grounding
22. Lepaskan strap dan chest elektroda
23. Bersihkan sisa jelly pada pasien
24. Bersihkan kabel sadapan, strap elektroda, chest elektroda
25. Simpan kembali pada tempatnya
26. Perawat mencuci tangan</td></tr>
<tr><td>UNIT KERJA</td><td colspan="3">Unit hemodialisa
Rawat Inap
Rawat Jalan</td></tr>
</table>