Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMERIKSAAN TES KEHAMILAN**		
	No. Dokumen SPO/355/PP.Akr/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Prosedur ini menerangkan pemeriksaan test pregnostikon dan tes pack dengan reaksi antigen / antibody untuk mengetahui adanya kehamilan.
Tujuan	Memberikan pedoman kepada petugas laboratorium dalam melakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan strip tes.
Kebijakan	1. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium. 2. Keputusan Kepala RSAU Dr. Esnawan Antariksa no.Kep/55/VIII /2025 Tentang Penetapan Pelayanan 24 Jam Laboratorium Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Gandasoebrata, R. 2013. Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta: Dian Rakyat. Hal. 367-370. (Sebagai dasar teori pemeriksaan urine dan urinalisis dasar). 2. Lembar Petunjuk Produk (Kit Insert) HCG Pregnancy Rapid Test Strip Onemed.
Prosedur	**A. Persiapan Sampel** 1. Sampel terbaik adalah urine pertama pagi hari karena memiliki konsentrasi hormon HCG paling tinggi dan pekat. 2. Urine ditampung pada wadah yang bersih, kering, dan steril (pot urine). **B. Prosedur / Cara Kerja** 1. Keluarkan strip tes kehamilan dari kemasan foil (pastikan strip berada pada suhu ruangan sebelum digunakan). 2. Celupkan strip tes secara vertikal ke dalam sampel urine dengan arah panah menghadap ke bawah. 3. Penting: Rendam strip hanya sampai batas garis MAX (Maximum). Jangan sampai sampel urine melewati garis batas tersebut. 4. Biarkan strip terendam di dalam urine selama 10 hingga 15 detik.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PEMERIKSAAN TES KEHAMILAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/355/PP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">5. Angkat strip dari urine, letakkan secara horizontal (mendatar) di atas permukaan yang rata, bersih, dan tidak menyerap air.
6. Baca hasil pemeriksaan dalam waktu 3 hingga 5 menit (Jangan membaca hasil setelah lebih dari 10 menit karena dapat membentuk garis evaporasi/positif palsu).
C. Interpretasi Hasil
➢ Positif (+): Terbentuk dua garis merah yang jelas, baik pada wilayah Garis Kontrol (C) maupun Garis Tes (T),
➢ Negatif (-): Hanya terbentuk satu garis merah, yaitu pada wilayah Garis Kontrol (C) saja,
➢ Invalid (Tidak Valid): Tidak muncul garis merah sama sekali, atau hanya muncul garis pada wilayah Garis Tes (T) tanpa adanya Garis Kontrol (C). Pemeriksaan harus diulang dengan strip baru.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Dokter
2. Perawat
3. Petugas Laboratorium</td></tr>
</table>